


# エクセル マイデジ 8000



## 〈特長〉

- 容量表示はデジタルです。正確な上、個人差がありません。
- 容量設定はプッシュボタンの回転により容易におこなえます。
- 使用済のチップは、エジェクターによって手をふれることなく取りはずすことができます。
- 耐薬品性にすぐれた素材を使用しています。
- チップは、エクセルトリペット、モノペットで使用しているエクセルピペットチップと共通です。
- 3種類で5~1000 $\mu$ Lまで、1 $\mu$ L単位でサンプリングができます。

製品番号	製品名	容量 ( $\mu$ L)	単位(セット)	価格(円)	精度(%)	備考
520990	エクセルマイデジ8000 □-5	5~50	1	33,000	<2.0/0.4	適合チップ エクセルピペットチップS
521003	エクセルマイデジ8000 □-50	50~200	1	33,000	<0.4/0.4	〃 エクセルピペットチップM
521010	エクセルマイデジ8000 □-200	200~1000	1	33,000	<0.4/0.2	〃 エクセルピペットチップL

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

製造元



株式会社 硝英製作所

〒113 東京都文京区湯島2-15-3 TEL 03(3831)8876(代)